



شرکت دانش بنیان
ابتکار تجهیز آزما



ساخت ایران

تیتراتور اتوماتیک اقتصادی



ECO TITRATOR

- ارتقای دقت آزمون ها مطابق استاندارد ISO-17025
- منطبق با روش های آزمون های بین المللی (ASTM)
- راه کاری اقتصادی برای ارتقای عملکرد و کاهش هزینه
- ترکیبی از قیمت اقتصادی و عملکرد پیشرفته
- قابل استفاده برای انواع تیتراسیون های پتانسیومتری و نورسنجی



دقت تزریق بالا: ۴۰۰,۰۰۰ پله در هر بورت

- دقت هر تزریق به میزان ۰/۰۰۰۲۵ درصد
- تقسیم بندی هر بورت به ۴۰۰۰۰۰ پله تزریق
- بهبود صحت و تکرار پذیری در نتیجه دقت تزریق بهتر



طراحی یکپارچه و قابل حمل (Portable)

- دارای همزن مغناطیسی قابل کنترل
- دارای طراحی کم حجم و بسیار کارآمد
- بدنه مقاوم در برابر خوردگی

قابلیت اتصال انواع الکترودهای پتانسیومتری و نورسنجی



- الکترودهای کمباین نقره جهت انجام تیتراسیون های رسوبی
- الکترودهای نورسنجی جهت انجام تیتراسیون های کمپلکس سنجی
- الکترودهای pH متر جهت انجام تیتراسیون های اسید و باز
- الکترودهای pH متر غیر آبی جهت انجام تیتراسیون غیر آبی
- الکترودهای کمباین پلاتین جهت انجام تیتراسیون اکسایش- کاهش

دارای پارامترهای اقتصادی جهت کاهش هزینه



- عدم نیاز به استفاده از تیترازول
- مصرف کمتر مواد شیمیایی با توجه به دقت بالای تزریق
- انجام تیتراسیون در زمان کمتر
- عدم نیاز به کاربر متخصص

نرم افزار طراحی شده پیشرفته و رابط کاربری ساده

- فراخوانی و اجرای آزمون فقط با زدن یک کلید
- دارای انواع روش های تیتراسیون EP, EQP
- امکان تعیین فاکتور تیترانت با دقت بالا (تا ۴ رقم اعشار)
- نمایش داده ها به صورت گرافیکی به صورت آنلاین



✓	دارای محدوده اندازه گیری pH تا ۱۴
۴۰۰۰۰۰	میزان پله ریزش به ازای یک بورت
۰/۰۰۰۰۲۵ درصد	دقت تزریق بورت
✓	قابلیت ارائه بورت با حجم های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ میلی لیتر
✓	کنترل توسط نمایشگر لمسی ۵ اینچ
✓	قابلیت انجام تیتراسیون به شیوه اتوماتیک
✓	دارای انواع واحد های غلظت قابل انتخاب
✓	امکان تعریف تیتراسیون جدید با تنظیمات خاص
✓	انجام تیتراسیون های استاندارد سازی تیترانت به شیوه اتوماتیک
✓	امکان کالیبره کردن الکترود pH متر به صورت اتوماتیک و تعریف ۱۰ نقطه کالیبراسیون
✓	قابلیت کار با نرم افزار دستگاه به صورت آفلاین
✓	قابلیت اتصال انواع الکترودهای برند های دیگر
✓	امکان ارائه انواع الکترودهای ایرانی به همراه دستگاه
✓	قابلیت تغییر سرعت چرخش همزن مغناطیسی در حین تیتراسیون

کاربردهای اکو تیترا تور

داروسازی



- Famotidine • Pyridoxine Hydrochloride •
- Taurine • Fexofenadine Hydrochloride •
- Tazobactam • Ascorbic Acid •

محصولات پتروشیمی

- اندازه گیری مرکاپتان • اندازه گیری عدد اسیدی •
- عدد صابونی در نفت خام • اندازه گیری عدد بازی •
- سولوفر و کربنیل سولفید • اندازه گیری عدد برم •
- اندازه گیری کلرید •



مواد غذایی و نوشیدنی ها



- آزمون اسیدیته • عدد صابونی در چربی ها •
- آزمون کلرید • اسیدهای آزاد •
- آزمون ید • آزمون عدد فرمال •
- عدد پرکسید •

آنالیز آب

- اندازه گیری عدد پرمنگنات • اندازه گیری کربنات •
- اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی • اندازه گیری کلسیم و منیزیم •
- اندازه گیری یون سولفید • اندازه گیری سختی •
- اندازه گیری کلرید •



محیط های آبکاری سطوح



- آزمون قلم زنی • آنالیز اسیدیته کل •
- اندازه گیری سیانید آزاد • اندازه گیری فلزات •
- آنالیز کربنات و هیدروکسید • اندازه گیری کلرید •
- آزمون چربی زدایی •